


# Suturas B. Braun VetCare

Suturas para cirugía oftálmica y palpebral



# Agujas quirúrgicas B. Braun




## Punta muy afilada

La micropunta de las agujas espatuladas de B. Braun (Lm) ofrece una resistencia mínima a la penetración, tanto inicial como después de varios puntos.



## Superficie totalmente lisa

El tratamiento único de la superficie de la aguja le confiere una suavidad especial al pasar por los tejidos, evitando el desgarro.



## Unión hilo-aguja segura y atraumática

La unión es totalmente uniforme evitando el desgarro tisular. El control de la resistencia de la unión se realiza en el 100% de las suturas, garantizando la calidad máxima.

| Suturas Absorbibles                                                                |               |                                                                                     | Material            |                                                                                     | Tiempo de absorción |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Safil® Quick+ |  | Ácido Poliglicólico |  | corto plazo         |  |
|  | Safil® Violet |  | Ácido Poliglicólico |  | medio plazo         |  |
|  | Novosyn®      |  | Poliglactin 910     |  | medio plazo         |  |
|  | Monosyn®      |  | Poligliconato       |  | medio plazo         |  |
|  | MonoPlus®     |  | Polidioxanona       |  | largo plazo         |  |

| Suturas no Absorbibles                                                             |                     | Material                                                                            |               |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dafilon®            |  | Poliamida     |  |
|  | Premilene®          |  | Polipropileno |  |
|  | Silkam®/Virgin Silk |  | Seda          |  |



### Óptimo agarre del portaagujas

El cuerpo aplanado de la aguja permite un agarre seguro, sin rotación ni pérdida de precisión en el punto.

## Hilos de sutura


|                          | Dafilon® | Virgin Silk | Safil® Quick | Safil® | Novosyn® | Premilene® | Silkam® | Monosyn® |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|--------|----------|------------|---------|----------|
| Fijación de globo ocular | ■        |             |              |        |          | ■          | ■       |          |
| Piel                     | ■        |             |              |        |          | ■          | ■       | ■        |
| Subcutáneo               | ■        |             |              |        |          | ■          |         | ■        |
| Músculos                 |          |             |              | ■      | ■        |            |         |          |
| Córnea                   | ■        | ■           |              |        |          | ■          |         |          |
| Esclerótica              | ■        |             |              | ■      | ■        | ■          |         |          |
| Conjuntiva               |          |             | ■            | ■      | ■        |            |         |          |
| Iris                     | ■        |             |              |        |          | ■          |         |          |



### Punta triangular invertida

- Aguja de sección triangular con un ápice cortante en la superficie externa de la aguja
- Alta capacidad inicial de penetración.

HS= 1/2 círculo; cuerpo triangular  
DS= 3/8 círculo; cuerpo triangular



### Punta cilíndrica

- Usada para separar las fibras de los tejidos en lugar de cortarlos
- Cuerpo de la aguja aplanado para prevenir la rotación en la portaagujas
- Aguja diseñada para tejidos blandos.

HR= 1/2 círculo; cuerpo redondo



### Punta trócar

- Aguja con punta de 4 vértices cortantes, que gradualmente se convierten en un cuerpo circular
- Buena penetración en tejidos duros.

HRT= 1/2 círculo; cuerpo redondo  
punta trócar



### Lanceta

- Variación de la punta espatulada
- Especialmente diseñada para la separación de capas de tejido oftálmico.

DLM= 3/8 círculo; microlanceta

## Indicaciones clínicas

| Indicación/Tejido                                                                                                                         | Sutura No Absorbible                                                                 | Sutura Absorbible                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Entropión</b>                                                                                                                          |                                                                                      |                                                             |
| Cachorros (eversión temporal 2-3 semanas)                                                                                                 | Premilene® 4/0-6/0, aguja triangular                                                 | Histoacryl®                                                 |
| Adultos/casos graves:<br>Técnica de Hotz-Celsus/Técnica de Y-V/Tarsorrafia                                                                | Dafilon® o Premilene® 4/0-6/0, aguja triangular                                      |                                                             |
| <b>Ectropión</b>                                                                                                                          |                                                                                      |                                                             |
| Trefinado, Resección en cuña, Resección conjuntival, Técnica de V-Y, Blefaroplastia                                                       |                                                                                      |                                                             |
| -Piel:                                                                                                                                    | Dafilon® o Premilene® 4/0-6/0                                                        |                                                             |
| -Conjuntiva:                                                                                                                              |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 6/0                                       |
| <b>Laceraciones de párpado</b>                                                                                                            |                                                                                      |                                                             |
| -Unión mucocutánea/tejido subconjuntival/ conjuntiva                                                                                      |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 4/0-6/0                                   |
| -Piel:                                                                                                                                    | Dafilon® o Premilene® 4/0-6/0: con los puntos hacia fuera, que no lesionen la córnea |                                                             |
| <b>Lesiones conjuntivales y corneales</b>                                                                                                 |                                                                                      |                                                             |
| -Conjuntiva:<br>-Córnea:                                                                                                                  |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 6/0-7/0                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lesiones de 1-2 mm:</li> <li>■ lesiones profundas, extensas o que drenan humor acuoso</li> </ul> | Dafilon® 8/0-10/0, aguja espatulada                                                  | Histoacryl®<br>Novosyn® o Safil® 8/0-10/0, aguja espatulada |
| <b>Tumores palpebrales</b>                                                                                                                |                                                                                      |                                                             |
| -Conjuntiva:<br>-Piel:                                                                                                                    | Dafilon® o Premilene® 4/0-6/0                                                        | Novosyn® o Safil® 6/0                                       |
| <b>Colgajo conjuntival:</b>                                                                                                               |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 8/0-9/0                                   |
| <b>Colgajo de membrana nictitante</b>                                                                                                     |                                                                                      | Monosyn® 4/0-6/0                                            |
| <b>Prolapso de membrana nictitante</b>                                                                                                    |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 4/0-6/0 con los nudos escondidos          |
| <b>Proptosis traumática (prolapso del globo ocular)</b>                                                                                   | Dafilon® o Premilene® 3/0                                                            |                                                             |
| <b>Enucleación</b>                                                                                                                        |                                                                                      |                                                             |
| -Conjuntiva y tejidos subcutáneos                                                                                                         |                                                                                      | Novosyn® o Safil® 6/0-4/0                                   |
| -Márgenes palpebrales                                                                                                                     | Dafilon® o Premilene® 3/0-4/0                                                        |                                                             |
| <b>Cirugía corneal</b>                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |
|                                                                                                                                           | Dafilon® 8/0-11/0<br>Virgin Silk 8/0-9/0                                             | Safil® 8/0-10/0                                             |

Adaptado de:

Ophtalmic disease in veterinary medicine. Charles L. Martin. Manson Publishing 2005.

Small Animal Surgery. Theresa W. Fossum. 2nd Ed. Mosby 2002.

Sutura absorbible sintética a medio plazo multifilamento trenzada o monofilamento de ácido poliglicólico

| Aguja                                                                               |                                                                                                 |                    | Hilo                | USP métrico          |                      |                      |            |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| ángulo                                                                              | longitud<br>mm                                                                                  | diámetro<br>micras | long. cm<br>color   | 10/0<br>0.2          | 9/0<br>0.3           | 8/0<br>0.4           | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja micro 1/2 círculo lanceta                                                     |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
| 160°                                                                                | 2xHLM 6<br>    | 150μ               | 30<br>violeta       |                      |                      | G1048715             |            |            |          |            |          |
| Aguja micro 3/8 círculo lanceta                                                     |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
| 140°                                                                                | DLm 6<br>      | 150μ               | 8<br>15<br>violeta  | G1048610*            | G1048611*            | G1048615             |            |            |          |            |          |
| 140°                                                                                | 2xDLm 6<br>    | 150μ               | 30<br>violeta       |                      |                      | G1048702             |            |            |          |            |          |
| 137°                                                                                | DLm 6s<br>   | 200μ               | 30<br>violeta       |                      |                      | G1048620             |            |            |          |            |          |
| 137°                                                                                | 2xDLm 6s<br> | 200μ               | 30<br>45<br>violeta |                      |                      | G1048710             | G1048711   |            |          |            |          |
| Aguja micro 1/8 círculo lanceta punto simple                                        |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
| 44°                                                                                 | SLm 6<br>    | 150μ               | 8<br>violeta        | G1048600*            |                      |                      |            |            |          |            |          |
| Aguja 1/2 círculo lanceta micro punta                                               |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
| 180°                                                                                | 2xHLM 8<br>  | 330μ               | 45<br>violeta       |                      |                      |                      |            | G1048966   |          |            |          |
| Aguja 1/4 círculo lanceta micro punta                                               |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
| 90°                                                                                 | 2xVLM 8<br>  | 330μ               | 45<br>violeta       |                      |                      |                      |            | G1048734   | G1048735 |            |          |
| Aguja                                                                               |                                                                                                 |                    | Hilo                | USP métrico          |                      |                      |            |            |          |            |          |
| longitud<br>mm                                                                      |                                                                                                 |                    | long. cm<br>color   | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2   | 2/0<br>3   | 0<br>3.5 | 1<br>4     | 2<br>5   |
| Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica                                                  |                                                                                                 |                    |                     |                      |                      |                      |            |            |          |            |          |
|  |                                                                                                 |                    | 45<br>70<br>violeta | G1048449<br>G1048006 | G1048450<br>G1048007 | G1048451<br>G1048008 |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                                                                                                 |                    | 70<br>incoloro      |                      | G1049007             |                      |            |            |          |            |          |
|  |                                                                                                 |                    | 70<br>violeta       | G1048011             | G1048012             | G1048013             | G1048014   | G1048015   |          |            |          |

\*a partir del calibre 9/0 e inferiores, Safil® es monofilamento

Sutura absorbible sintética a medio plazo multifilamento trenzada o monofilamento de ácido poliglicólico

| Aguja                                                                                           | Hilo                 | USP métrico |                      |                      |                      |          |          |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|
| longitud<br>mm                                                                                  | long. cm<br>color    | 7/0<br>0.5  | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2 | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4 |
| Aguja 3/8 de círculo punta cilíndrica                                                           |                      |             |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| DR 10<br>      | 45<br>violeta        | G1048101    |                      | G1048103             |                      |          |          |          |        |
| DR 12<br>      | 45<br>70<br>violeta  |             | G1048434             | G1048134<br>G1048435 |                      |          |          |          |        |
| Aguja                                                                                           | Hilo                 | USP métrico |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                                  | long. cm<br>color    | 6/0<br>0.7  | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2             | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4   | 2<br>5 |
| Aguja 3/8 de círculo punta triangular                                                           |                      |             |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| DS 9<br>     | 45<br>violeta        | G1048202    |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| DS 12<br>    | 45<br>70<br>violeta  | G1048206    | G1048207<br>G1048507 | G1048208             |                      |          |          |          |        |
|                                                                                                 | 45<br>70<br>incolore | G1049330    | G1049207<br>G1049331 | G1049208             |                      |          |          |          |        |
| DS 16<br>    | 45<br>70<br>violeta  |             | G1048212             | G1048213<br>G1048513 | G1048214<br>G1048514 |          |          |          |        |
| Aguja                                                                                           | Hilo                 | USP métrico |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                                  | long. cm<br>color    | 7/0<br>0.5  | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2 | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4 |
| Aguja 3/8 de círculo micro punta triangular                                                     |                      |             |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| 2xDSMP 7<br> | 45<br>incolore       | G1049708    | G1049709             |                      |                      |          |          |          |        |
| DSMP 11<br>  | 45<br>incolore       |             | G1049607             | G1049608             |                      |          |          |          |        |
| DSMP 13<br>  | 45<br>incolore       |             | G1049618             | G1049619             | G1049620             |          |          |          |        |

# Safil® Quick+

Sutura absorbible sintética a corto plazo multifilamento trenzada o monofilamento de ácido poliglicólico

| Aguja                                                                               |                |                    | Hilo              | USP métrico |            |            |            |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| ángulo                                                                              | longitud<br>mm | diámetro<br>micras | long. cm<br>color | 10/0<br>0.2 | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja micro 3/8 de círculo lanceta                                                  |                |                    |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|    | 2xDLm 6s       | 200µ               | 45                |             |            |            | G1046711   |            |          |            |          |
|                                                                                     | 137°           |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
| Aguja                                                                               |                |                    | Hilo              | USP métrico |            |            |            |            |          |            |          |
| longitud<br>mm                                                                      |                |                    | long. cm<br>color | 6/0<br>0.7  | 5/0<br>1   | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2   | 2/0<br>3   | 0<br>3.5 | 1<br>4     | 2<br>5   |
| Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica                                                  |                |                    |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|   | HR 13          |                    | 70                | G1046001    | G1046002   |            |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | HR 17          |                    | 70                | G1046011    | G1046012   | G1046013   | G1046014   |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
| Aguja 3/8 círculo punta triangular                                                  |                |                    |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | DS 12          |                    | 70                | G1046201    | G1046202   | G1046203   |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | DS 16          |                    | 70                |             | G1046212   | G1046213   | G1046214   |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
| Aguja 3/8 círculo micropunta triangular                                             |                |                    |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | DSMP 11        |                    | 45                | G1046607    |            |            |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | 70                | G1046603    |            |            |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
| Aguja 3/8 de círculo punta trócar                                                   |                |                    |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | DRT 12         |                    | 70                |             | G1046311   |            |            |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |
|  | DRT 18         |                    | 70                |             |            | G1046320   | G1046321   |            |          |            |          |
|                                                                                     |                |                    | incoloro          |             |            |            |            |            |          |            |          |

Sutura absorbible sintética a medio plazo multifilamento trenzada de poliglactin 910

| Aguja                                       |                                                                                                 |                    | Hilo                | USP métrico |            |            |          |            |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| ángulo                                      | longitud<br>mm                                                                                  | diámetro<br>micras | long. cm<br>color   | 8/0<br>0.4  | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja micro 3/8 de círculo punta cilíndrica |                                                                                                 |                    |                     |             |            |            |          |            |          |
| 135°                                        | <br>DRm 6      | 140μ               | 20<br>violeta       | G0068145    |            |            |          |            |          |
| Aguja micro 1/2 círculo lanceta             |                                                                                                 |                    |                     |             |            |            |          |            |          |
| 160°                                        | <br>2xHLM 6    | 150μ               | 30<br>violeta       | G0068715    |            |            |          |            |          |
| Aguja micro 3/8 de círculo lanceta          |                                                                                                 |                    |                     |             |            |            |          |            |          |
| 140°                                        | <br>DLm 6     | 150μ               | 15<br>violeta       | G0068615    |            |            |          |            |          |
| 140°                                        | <br>2xDLm 6  | 150μ               | 30<br>violeta       | G0068702    |            |            |          |            |          |
| 137°                                        | <br>DLm 6s   | 200μ               | 30<br>violeta       | G0068620    | G0068621   |            |          |            |          |
| 137°                                        | <br>2xDLm 6s | 200μ               | 30<br>45<br>violeta | G0068710    | G0068711   |            |          |            |          |
| Aguja 1/2 círculo lanceta micro punta       |                                                                                                 |                    |                     |             |            |            |          |            |          |
| 170°                                        | <br>2xHLM 8  | 330μ               | 45<br>violeta       |             |            | G0068966   |          |            |          |
| Aguja 1/4 de círculo lanceta micro punta    |                                                                                                 |                    |                     |             |            |            |          |            |          |
| 90°                                         | <br>2xVLM 6  | 240μ               | 30<br>violeta       |             |            | G0068616   |          |            |          |
| 90°                                         | <br>2xVLM 8  | 330μ               | 45<br>violeta       |             |            | G0068734   | G0068735 |            |          |
| 90°                                         | <br>2xVLM 8  | 430μ               | 45<br>violeta       |             |            |            |          | G0068736   |          |

| Aguja                                                                                        | Hilo                | USP métrico          |                      |                      |                      |          |          |          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|
| longitud<br>mm                                                                               | long. cm<br>color   | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2             | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4   | 2<br>5 |
| Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica                                                           |                     |                      |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| <br>HR 10   | 70<br>violeta       | G0068002             | G0068003             |                      |                      |          |          |          |        |
| <br>HR 13   | 45<br>70<br>violeta | G0068449<br>G0068006 | G0068450<br>G0068007 | G0068451<br>G0068008 |                      |          |          |          |        |
| <br>HR 17   | 70<br>violeta       | G0068011             | G0068012             | G0068013             | G0068014             | G0068015 |          |          |        |
| Aguja                                                                                        | Hilo                | USP métrico          |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                               | long. cm<br>color   | 7/0<br>0.5           | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2 | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4 |
| Aguja 3/8 de círculo punta cilíndrica                                                        |                     |                      |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| <br>DR 10 | 45<br>violeta       | G0068101             |                      | G0068103             |                      |          |          |          |        |
| <br>DR 12 | 45<br>70<br>violeta |                      | G0068434             | G0068134<br>G0068435 |                      |          |          |          |        |
| Aguja                                                                                        | Hilo                | USP métrico          |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                               | long. cm<br>color   | 6/0<br>0.7           | 5/0<br>1             | 4/0<br>1.5           | 3/0<br>2             | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4   | 2<br>5 |
| Aguja 3/8 de círculo punta triangular                                                        |                     |                      |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| <br>DS 9  | 45<br>violeta       | G0068202             |                      |                      |                      |          |          |          |        |
| <br>DS 12 | 45<br>70<br>violeta | G0068206             | G0068207<br>G0068507 | G0068208<br>G0068508 |                      |          |          |          |        |
| <br>DS 16 | 45<br>70<br>violeta |                      | G0068212             | G0068213<br>G0068513 | G0068214<br>G0068514 |          |          |          |        |
| <br>DS 19 | 45<br>70<br>violeta |                      | G0068219<br>G0068419 | G0068220<br>G0068420 | G0068221<br>G0068421 | G0068422 |          |          |        |

| Aguja<br><br>longitud<br>mm                                                                    | Hilo<br><br>long. cm<br>color | USP métrico |          |            |          |          |          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                                                                                                |                               | 6/0<br>0.7  | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4 | 2<br>5 |
| Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica                                                             |                               |             |          |            |          |          |          |        |        |
| <br>DSMP 11   | 45<br>incolora                | G0023642    | G0023643 |            |          |          |          |        |        |
| <br>DSMP 13   | 45<br>incolora                | G0023602    | G0023603 | G0023604   |          |          |          |        |        |
| <br>DSMP 16   | 45<br>incolora                |             | G0023613 | G0023614   |          |          |          |        |        |
| <br>HR 13    | 70<br>violeta                 | G0022007    | G0022008 |            |          |          |          |        |        |
| <br>HR 17   | 70<br>violeta                 | G0022002    | G0022003 | G0022004   | G0022005 |          |          |        |        |
| <br>2xHR 17 | 70<br>violeta                 |             | G0022803 | G0022804   | G0022805 |          |          |        |        |
| <br>HR 22   | 45<br>70<br>violeta           | G0022412    | G0022413 | G0022014   | G0022015 | G0022016 |          |        |        |
| Aguja 1/2 círculo punta trócar                                                                 |                               |             |          |            |          |          |          |        |        |
| <br>HRT 13  | 70<br>violeta                 |             | G0022311 |            |          |          |          |        |        |
| <br>HRT 17  | 70<br>violeta                 | G0022322    | G0022323 | G0022324   | G0022325 |          |          |        |        |
| Aguja 3/8 de círculo punta triangular                                                          |                               |             |          |            |          |          |          |        |        |
| <br>DS 12   | 70<br>incolora                | G0023412    | G0023413 | G0023414   |          |          |          |        |        |
| <br>DS 16   | 70<br>incolora                |             | G0023423 | G0023424   | G0023425 |          |          |        |        |

Sutura absorbible sintética a largo plazo monofilamento de polidioxanona

| Aguja                                                                               | Hilo              | USP métrico |            |            |            |          |          |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|--------|
| longitud<br>mm                                                                      | long. cm<br>color | 6/0<br>0.7  | 5/0<br>1   | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2   | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4   | 2<br>5 |
| Aguja 1/2 círculo punta cilíndrica                                                  |                   |             |            |            |            |          |          |          |        |
|    | 70<br>violeta     | G0024002    | G0024003   | G0024004   |            |          |          |          |        |
| Aguja                                                                               | Hilo              | USP métrico |            |            |            |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                      | long. cm<br>color | 7/0<br>0.5  | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1   | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 | 2/0<br>3 | 0<br>3.5 | 1<br>4 |
| Aguja 3/8 de círculo punta cilíndrica                                               |                   |             |            |            |            |          |          |          |        |
|   | 70<br>violeta     | G0024801    | G0024802   |            |            |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     |             | G0024512   | G0024513   |            |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     |             | G0024812   | G0024813   | G0024814   |          |          |          |        |
| Aguja 3/8 círculo micropunta cortante                                               |                   |             |            |            |            |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     | G0024721    | G0024722   |            |            |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     |             | G0024232   | G0024233   |            |          |          |          |        |
| Aguja                                                                               | Hilo              | USP métrico |            |            |            |          |          |          |        |
| longitud<br>mm                                                                      | long. cm<br>color | 5/0<br>1    | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2   | 2/0<br>3   | 0<br>3.5 | 1<br>4   | 2<br>5   | 3<br>6 |
| Aguja 1/2 círculo punta trócar                                                      |                   |             |            |            |            |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     | G0024283    | G0024284   | G0024285   | G0024286   |          |          |          |        |
|  | 70<br>violeta     |             | G0024294   | G0024295   |            |          |          |          |        |

# Dafilon®

Sutura no absorbible sintética monofilamento de poliamida (nylon)

| Aguja                                 |                                                                                                                                   |                    | Hilo              | USP métrico |                      |            |            |            |            |          |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| ángulo                                | longitud<br>mm                                                                                                                    | diámetro<br>micras | long. cm<br>color | 11/0<br>0.1 | 10/0<br>0.2          | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 |
| Aguja 1/2 círculo lanceta micro punta |                                                                                                                                   |                    |                   |             |                      |            |            |            |            |          |            |
| 160°                                  | <div>HLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div>     | 15<br>negro        |                   |             | G1118625             | G1118633   |            |            |            |          |            |
| 160°                                  | <div>HLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div>     | 30<br>negro        |                   |             | G1118641             | G1118650   |            |            |            |          |            |
| 160°                                  | <div>2xHLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div>   | 30<br>negro        |                   |             | G1118609             | G1118617   |            |            |            |          |            |
| Aguja 3/8 círculo lanceta micro punta |                                                                                                                                   |                    |                   |             |                      |            |            |            |            |          |            |
| 135°                                  | <div>DLm 4</div> <div></div> <div>125μ</div>   | 15<br>negro        |                   | G1110012    | G1110020             |            |            |            |            |          |            |
| 140°                                  | <div>DLm 5</div> <div></div> <div>150μ</div>   | 15<br>negro        |                   |             | G1118684             |            |            |            |            |          |            |
| 140°                                  | <div>2xDLm 5</div> <div></div> <div>150μ</div> | 30<br>negro        |                   |             | G1118862             |            |            |            |            |          |            |
| 140°                                  | <div>DLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div>   | 7<br>15<br>negro   |                   |             | G1118331<br>G1118722 | G1118730   |            |            |            |          |            |
| 140°                                  | <div>DLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div>   | 30<br>negro        |                   |             | G1118749             | G1118757   |            |            |            |          |            |
| 140°                                  | <div>2xDLm 6</div> <div></div> <div>150μ</div> | 5<br>30<br>negro   |                   |             | G1118706             | G1118714   | G1118668   |            |            |          |            |

| Aguja                                         |                                                                                                       |                    | Hilo              | USP métrico |             |            |            |            |            |          |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| ángulo                                        | longitud<br>mm                                                                                        | diámetro<br>micras | long. cm<br>color | 11/0<br>0.1 | 10/0<br>0.2 | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 |
| Aguja 3/8 círculo lanceta micro punta         |                                                                                                       |                    |                   |             |             |            |            |            |            |          |            |
| 137°                                          | <b>DLm 6s</b><br>    | 200μ               | 15                |             | G1118781    | G1118790   | G1118579   |            |            |          |            |
|                                               |                                                                                                       |                    | 45<br>negro       |             |             |            | G1118854   |            |            |          |            |
| 137°                                          | <b>2xDLm 6s</b><br>  | 200μ               | 30<br>negro       |             | G1118765    | G1118773   |            |            |            |          |            |
| Aguja de curva progresiva lanceta micro punta |                                                                                                       |                    |                   |             |             |            |            |            |            |          |            |
| 50/90°                                        | <b>2xPLm 5</b><br>   | 150μ               | 20<br>negro       |             | G1111922    |            |            |            |            |          |            |
| Aguja                                         |                                                                                                       |                    | Hilo              | USP métrico |             |            |            |            |            |          |            |
| longitud<br>mm                                |                                                                                                       |                    | long. cm<br>color | 6/0<br>0.7  | 5/0<br>1    | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2   | 2/0<br>3   | 0<br>3.5   | 1<br>4   | 2<br>5     |
| Aguja 3/8 círculo punta triangular            |                                                                                                       |                    |                   |             |             |            |            |            |            |          |            |
|                                               | <b>DS 12</b><br>   |                    | 45<br>azul        | G0932060    | G0932078    | G0932086   |            |            |            |          |            |
| Aguja 3/8 círculo micro punta triangular      |                                                                                                       |                    |                   |             |             |            |            |            |            |          |            |
|                                               | <b>DSMP 11</b><br> |                    | 45<br>azul        | G0936022    | G0936014    |            |            |            |            |          |            |
|                                               | <b>DSMP 13</b><br> |                    | 45<br>azul        | G0936081    | G0936090    | G0936103   |            |            |            |          |            |
|                                               | <b>DSMP 16</b><br> |                    | 45<br>azul        |             | G0936154    | G0936162   |            |            |            |          |            |

| ángulo                                       | Aguja                                                                                           |                    | Hilo<br>long. cm<br>color | USP métrico |            |            |            |            |          |            |          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
|                                              | longitud<br>mm                                                                                  | diámetro<br>micras |                           | 10/0<br>0.2 | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja 3/8 círculo lanceta micro punta        |                                                                                                 |                    |                           |             |            |            |            |            |          |            |          |
| 140°                                         | 2xDLm 5<br>    | 150μ               | 30<br>azul                | G0090589    |            |            |            |            |          |            |          |
| 140°                                         | DLm 6<br>      | 150μ               | 15<br>azul                | G0090590    |            |            |            |            |          |            |          |
| 140°                                         | 2xDLm 6<br>    | 150μ               | 30<br>azul                | G0090591    |            |            |            |            |          |            |          |
| 137°                                         | DLm 6s<br>   | 200μ               | 15<br>azul                |             | G0090594   |            |            |            |          |            |          |
| 137°                                         | 2xDLm 6s<br> | 200μ               | 30<br>azul                | G0090596    | G0090597   |            |            |            |          |            |          |
| Aguja micro 1/8 círculo lanceta punto simple |                                                                                                 |                    |                           |             |            |            |            |            |          |            |          |
| 44°                                          | SLm 6<br>    | 150μ               | 8<br>azul                 |             | G0090778   |            |            |            |          |            |          |
| Aguja 3/8 círculo punta triangular           |                                                                                                 |                    |                           |             |            |            |            |            |          |            |          |
|                                              | DS 12<br>    |                    | 45<br>azul                |             |            |            |            | G0090206   | G0090207 | G0090208   |          |
|                                              | DS 16<br>    |                    | 45<br>azul                |             |            |            |            | G0090211   | G0090212 | G0090213   |          |
| Aguja 3/8 círculo micro punta triangular     |                                                                                                 |                    |                           |             |            |            |            |            |          |            |          |
|                                              | DSMP 11<br>  |                    | 45<br>azul                |             |            |            | G0090606   | G0090607   | G0090608 |            |          |
|                                              | DSMP 13<br>  |                    | 45<br>azul                |             |            |            | G0090617   | G0090618   | G0090619 | G0090620   |          |
|                                              | DSMP 16<br>  |                    | 45<br>azul                |             |            |            |            |            | G0090629 | G0090630   |          |

# Virgin Silk

Sutura no absorbible sintética multifilamento de seda

| Aguja                                    |                                                                                                 |                 | Hilo              | USP métrico |            |            |            |            |          |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| ángulo                                   | longitud mm                                                                                     | diámetro micras | long. cm<br>color | 10/0<br>0.2 | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja 3/8 círculo lanceta micro punta    |                                                                                                 |                 |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
| 140°                                     | 2xDLm 5<br>    | 150µ            | 30<br>azul        |             |            | G1118935   |            |            |          |            |          |
| 140°                                     | DLm 6<br>      | 150µ            | 30<br>azul        |             | G1118986   | G1118846   |            |            |          |            |          |
| 140°                                     | 2xDLm 6<br>    | 150µ            | 30<br>azul        |             | G1118900   | G1118919   |            |            |          |            |          |
| 137°                                     | DLm 6s<br>   | 200µ            | 30<br>azul        |             |            | G1118811   |            |            |          |            |          |
| 137°                                     | 2xDLm 6s<br> | 200µ            | 30<br>azul        |             | G1119044   | G1118927   |            |            |          |            |          |
| Aguja                                    |                                                                                                 |                 | Hilo              | USP métrico |            |            |            |            |          |            |          |
| ángulo                                   | longitud mm                                                                                     | diámetro micras | long. cm<br>color | 10/0<br>0.2 | 9/0<br>0.3 | 8/0<br>0.4 | 7/0<br>0.5 | 6/0<br>0.7 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1.5 | 3/0<br>2 |
| Aguja 1/4 círculo lanceta micro punta    |                                                                                                 |                 |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
| 90°                                      | 2xVLM 8<br>  | 330µ            | 45<br>negro       |             |            |            |            | G0768723   | G0768731 |            |          |
| Aguja 3/8 círculo punta triangular       |                                                                                                 |                 |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|                                          | DS 12<br>    |                 | 45<br>negro       |             |            |            |            | G0762067   | G0762075 | G0762083   |          |
|                                          | DS 16<br>    |                 | 45<br>negro       |             |            |            |            | G0762113   | G0762121 | G0762130   |          |
| Aguja 3/8 círculo micro punta triangular |                                                                                                 |                 |                   |             |            |            |            |            |          |            |          |
|                                          | DSMP 6<br>   |                 | 45<br>negro       |             |            | G0766020   |            |            |          |            |          |
|                                          | DSMP 7<br>   |                 | 45<br>negro       |             |            |            | G0766038   | G0766046   |          |            |          |
|                                          | 2xDSMP 7<br> |                 | 45<br>negro       |             |            |            | G0768073   | G0768065   |          |            |          |

