



AMAC BLUE

Amaciador de Roupa Concentrado Perfumado

LAVANDARIA

ESPECIFICAÇÕES

Aspetto	Odor	pH(20°C)
Líquido Azul Opaco	Perfumado	2,5 – 3,5

DESCRIÇÃO

Amaciador de roupa concentrado, perfumado, de cor azul, destinado à lavagem de roupa em máquinas domésticas e industriais.

CARACTERÍSTICAS

Formulado especialmente para deixar a roupa suave. Devolve a vida aos tecidos e evita a formação de eletricidade estática. A sua fragrância deixa um aroma agradável na roupa por muito tempo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O produto é recomendado para uso em máquinas de lavar roupa domésticas e industriais, no último enxaguamento. Pode ser doseado manualmente ou através de sistema de doseamento automático. Pode também ser utilizado na lavagem manual de roupa.

MODO DE EMPREGO

Lavagem em máquina de roupa: O amaciador deve ser colocado na gaveta destinada ao amaciador na máquina de lavar roupa, sem diluir. Recomenda-se uma dose entre 8 e 10 gramas por cada kg de roupa seca.

Lavagem manual: recomenda-se o uso de 15-30 gramas para 10 litros de água.



IMAGEM DE PRODUTO



EMBALAGEM

Embalagens em Polietileno de Alta Densidade, de 5L, 10L, 20L e 25L e cx. de 4x5 litros

PRECAUÇÕES

Provoca irritação ocular grave. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município. Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Em caso de ingestão, consultar o Centro de Informação Antivenenos.

Contém Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reação alérgica.

ARMAZENAGEM

Guardar na embalagem original, bem fechada, em local seco, ao abrigo da luz solar e condições extremas de temperatura.

Validade do produto: 1 ano.