

43.06 – DILUENTE 200

UTILIZAÇÃO:

O “DILUENTE 200” é constituído por uma mistura azeotrópica de solventes, dos quais os aromáticos entram em maior quantidade, conferindo-lhe uma velocidade de evaporação relativamente rápida, e uma grande capacidade de solvatação de produtos formulados com resinas sintéticas médias em óleo, nomeadamente:

- “NEUCEPRIMER OXI”
- “NEUCERAPID PRIMER”
- “NEUCERAPID F16”
- “MARTELNEUCE”
- “ALUNEUCE SR 500”

COMPOSIÇÃO:

Solventes aromáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....0,870 ± 0,05
- **Cor**.....Incolor
- **Aspecto**.....Liquido, transparente.
- **Flash point**.....17 a 25°C.

MANUSEAMENTO:

Em virtude da composição química, apresenta cheiro muito activo e característico.

No caso de salpicar para zonas da pele mais sensíveis ou para os olhos, causa irritação. Habitualmente uma lavagem, da zona salpicada, com água limpa, é suficiente.

Recomenda-se um certo cuidado no manuseamento deste produto.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 20 litros.